

440 氙弧光耐候试验机安装需求

1、机台尺寸：900×780×1800 mm

机台重量：290kg

*所有门及电梯需能让机台通过

2、环境需求：

温度：16℃～25℃

湿度：10%～50%

3、纯水需求：

纯水：压力:1.5-2.5bar

流量：0.033 升/分钟

纯度：1M Ohm 以上(<0.1ppm)

管径：请自行准备 4"塑料 PU 管(内径 12mm)

排水：请自行准备 4"塑料 PU 管连接至排水孔

4、电源：

单相 400V 32A 50HZ 及接地线。

*请安装欧式插座或是独立空开,不可安装漏电断路器;如果现场电压低

于 390VAC 或电压不稳定需加装稳压器或升压器。

5、排热气出口：

机台排出热气最大 150m³/h（管线直径 100mm 客户自行安装）